



## Sinuskope Sinusscopes

Verriegelung kompatibel zu Storz-Schäften / Connection compatible to Storz sheaths




Ø 4 mm, Arbeitslänge 175 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 175 mm, autoclavable



Geradeausblick  
 Direct vision

0°


500.0400.A



Vorausblick  
 Foroblique vision

30°

500.0430.A



Vorausblick  
 Foroblique vision

45°

500.0445.A



Seitblick  
 Lateral vision

70°

500.0470.A




Ø 2,7 mm, autoclavable

L 110 mm

L 175 mm

L 187,5 mm




0°

501.2700.A

500.2700.A

502.2700.A



30°

501.2730.A

500.2730.A

502.2730.A




70°

501.2770.A

500.2770.A

502.2770.A

Verriegelung kompatibel zu Wolf-Schäften / Connection compatible to Wolf sheaths



Ø 4 mm, Arbeitslänge 175 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 175 mm, autoclavable



Vorausblick  
 Foroblique vision

25°

500.0425.A

# Otoskope Oscopes

Video-Otoskop, Blickrichtung 0°,  
 fokussierbar mit C-mount Gewinde

Video-Otoscope, direction of view 0°,  
 adjustable with C-mount thread



Ø 2,7 mm  
 403.2700

Ø 4 mm  
 403.0400

Otoskop, autoklavierbar, Nutzlänge 50 mm  
 Oscope, autoclavable, working length 50 mm



Ø _____ :	Blickrichtung / Direction of view		
	0°	30°	70° :
Ø 2,7 mm	400.2700.A	400.2730.A	400.2770.A
Ø 4,0 mm	400.0400.A	400.0430.A	400.0469.A

Otoskop Ø 2,7mm, Blickrichtung 0°, Nutzlänge 25 mm,  
 mit schwarzem Kunststoff-Adapter für direktes Aufsetzen von Ohrspekulas,  
 inklusive Bohrung zum Anschluss von Gummiballgebläse für pneumatische Prüfung

Otoscope 2,7mm Ø, direction of view 0°, working length 25 mm,  
 with black adapter for direct connecting of ear speculum,  
 inclusive whole for air-bulb for pneumatic diagnostic test



401.2700

Ohrspekula zu Otoskop  
 Ear specula to Oscope



401.2710

## Laryngo-Pharyngoskope Laryngo-Pharyngoscopes




Laryngo-Pharyngoskop ohne Handgriff,  
 ohne Zoom, Blickrichtung 70°, autoklavierbar

Ø 4 mm / 175 mm 400.0470

Ø 5 mm / 175 mm 400.0570

Laryngo-Pharyngoscope without handle,  
 without zoom, direction of view 70°, autoclavable

Ø 8 mm / 175 mm 400.0870



Laryngo-Pharyngoskop mit  
 schwarzem Handgriff, ohne Zoom,  
 Blickrichtung 70°, einlegbar

Ø 5 mm / 180 mm

400.0571


Ø 6 mm / 165 mm

400.0671

Laryngo-Pharyngoscope with  
 black handle, without zoom,  
 direction of view 70°, soakable

Ø 8 mm / 165 mm

400.0871



Lupen-Laryngo-Pharyngoskop  
 Vergrößerung x 4,5 bis x 6,5  
 mit schwarz. Handgriff + Zoom,  
 Arbeitslänge 150 mm, einlegbar,  
 mit integriertem Luftkanal

Ø 10 mm / 70°

401.1070

Ø 11 mm / 90°

401.1100

Magnifier-Laryngo-Pharyngoskop,  
 enlargement x 4,5 to x 6,5  
 with black handle and Zoom,  
 working length 150 mm, soakable,  
 with integrated airchannel

## Naso-Pharyngo-Laryngo- Fiberskop / -Fiberscope

- einlegbar, Gas sterilisierbar mit Standard-Zubehör
- soakable, Gas sterilization with standard-accessories

- ohne Arbeitskanal :
- without working channel



Artikel-Nummer Reference-Number	800.0345	800.3400	800.3800	800.2800
Durchmesser (Diameter)	Ø 3,8 mm	Ø 3,4 mm	Ø 3,4 mm	Ø 2,8 mm
Modell (model)	XL	ECO	SILVER	SLIM
Abwinkelung (Angulation)	aufwärts up) 160°	120°	120°	120°
	abwärts (down) 160°	100°	100°	100°
Blickrichtung (Direction of view)	0°	0°	0°	0°
Bildwinkel (Field of view)	100°	95°	95°	95°
Schärfbereich (Depth of field)	3-50 mm	1-50 mm	1-50 mm	3-50 mm
Nutzlänge (Working length)	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm

- mit Arbeitskanal :
- with working channel

Art.-Nr. Ref.-No.	Ø	Kanal-Ø Channel-Ø	aufw. up	abw. down	Nutzlänge work. length	Blickrichtung view-direction	Bildwinkel field of view
800.0370	4,0 mm	1,4 mm (CH/FR 4,2)	120°	100°	340 mm	0°	95°



Instr. 60 cm flex.  
Instr. 60 cm flex.

CH/FR  
3 :

Instr. 60 cm flex.  
Instr. 60 cm flex.

CH/FR  
3 :



Biopsiezange  
Biopsy forceps

365.0301



Alligator-Zange  
Alligator forceps

365.0307



Fremdkörper-Zange  
Foreign body forceps

365.0303



Dormia Steinfänger  
Dormia stone dislodger

365.0312



3-Arm-Greifer  
3-prong retriever

365.0317