

LED-Stirnlampe LED Headlight " Apollon 5500 "

120.0000 Komplet-Set
HNO-Stirnlampe "Apollon 5500" mit
LED-Technologie: Hochleistungs-LED
mit 5.500° Kelvin für absolut weisses
Licht und mit nahezu unbegrenzter
Lebensdauer ! Lichtfeld-Ø ca. 10 cm,
Kopfband verstellbar, Betrieb möglich
wahlweise: Netzanschluss oder Akku !

120.0000 Complete-Set
ENT-Headlight "Apollon 5500" with
LED-Technology: High-Output-LED
with 5.500° Kelvin for absolutely
white light and nearly unlimited
lifetime! light-field-Ø 10 cm, head-
band adjustable, works with optional
power supply or battery pack.

bestehend aus:

120.1000.S
HNO-LED-Stirnlampe
"Apollon 5500", ohne Zubehör

120.1000.N
Netzanschluss
(Kabel, 4 m lang, Stecker)

120.1000.O
Batterien-Box, schwarz,
für 4 Mignon (AA) Batterien

120.1000.B
Batteriensatz, 4 Mignon (AA)
Batterien, wiederaufladbar

120.1000.L
Ladegerät für 4 Mignon (AA)



consisting of:


120.1000.S
ENT-Headlight "Apollon 5500"
without accessories

120.1000.N
Power supply cable,
4 m length, and plug

120.1000.O
Battery-Box, black plastic,
for 4 Mignon (AA) batteries

120.1000.B
Battery-Set, 4 Mignon (AA)
batteries, rechargeable

120.1000.L
Charger for 4 Mignon (AA) batteries



Standard-Stirnlampen Standard- Headlights

120.4090

HNO-Stirnlampe mit Leuchtfeld (40-90 mm)
mit Kaltlichtkabel Ø 3,5 mm, 220 cm lang
Doppellinsensystem, Kopfband mit Schnellverstellung



ENT-Headlight with illumination 40-90 mm,
with light cable Ø 3,5 mm, 220 cm long,
Double lens system

120.2235

Stirnlampe - grosses verstellbares Lichtfeld
Headlight - large adjustable field of light



Lichtfeld-Ø 100-140 mm, Arbeitsabstand 30 cm
mit Kaltlichtkabel Ø 2,6 mm, 230 cm lang,
Kabelabgang variabel: rechts, mittig, links
Kopfband verstellbar,
Lichtquellen-Adapter (Storz, Wolf, ACMI),

Light field-Ø 100-140mm, work. distance 30 cm
with coldlightcable Ø 2,6 mm, 230 cm lang,
cable can be fixed right, left or in the middle
headband adjustable,
Lightsource-Adapters (Storz, Wolf, ACMI)

120.2240

Stirnlampe -kleines verstellbares Lichtfeld
Headlight - Small adjustable field of light



Lichtfeld-Ø 65-100 mm (Arbeitsabstand 30 cm)
mit Kaltlichtkabel Ø 3 mm, 230 cm lang,
Kabelabgang mittig, Kopfband verstellbar
Lichtquellen-Adapter Storz (andere auf Anfrage)

Light field-Ø 65-100 mm, work. distance 30 cm
with coldlightcable Ø 3 mm, 230 cm lang,
cable in the middle, headband adjustable,
Lightsource-Adapter Storz (others on request)

120.2250

Stirnlampe - fixes Mini-Lichtfeld
Headlight - Fix mini- field of light



Lichtfeld-Ø 30 mm (fix),
mit Kaltlichtkabel Ø 3 mm, 230 cm lang,
Kabelabgang mittig, Kopfband verstellbar
Lichtquellen-Adapter Storz (andere auf Anfrage)

Light field-Ø 30 mm fix, work. distance 30 cm
with coldlightcable Ø 3 mm, 230 cm lang,
cable in the middle, headband adjustable,
Lightsource-Adapter Storz (others on request)