


## Modulares Saug-/Spül-System Modular Suction-/Irrigation-System



Saug-/Spül-System, modular, mit Pistolen-Handgriff,  
 mit 2-Wege-Ventil, Schaft drehbar

Suction-/Irrigation-System, modular, with pistol handle,  
 with 2-way valve, Sheath rotatable

Für Endoskope mit / for endoscopes with:

-Ø 4,0 mm, L 175 mm	- universal (0°+30°+70°)	410.1010.70
	- nur für 0° + 30° (only)	410.1010.30
-Ø 2,7 mm, L 188 mm	- universal (0°+30°+70°)	410.1011.70
	- nur für 0° + 30° (only)	410.1011.30


Ersatzteile, Spare parts:

Pistolen-Handgriff / Pistol handle Griff-Aufsatz / Headpiece	G	410.1010.G
	GA	410.1010.GA
Schaftrohre für / sheaths for:	R	
-Ø 4,0 mm, L 175 mm	- universal (0°+30°+70°)	410.1010.R70
	- nur für 0° + 30° (only)	410.1010.R30
-Ø 2,7 mm, L 188 mm	- universal(0°+30°+70°)	410.1011.R70
	- nur für 0° + 30° (only)	410.1011.R30

## Spül- und Saugrohre Suction and irrigation tubes

Spül-und Saugrohr, 2,5 mm, 12 cm


Suction and irrigation tube, 2,5 mm, 12 cm



440.0302

Spül-und Saugrohr, 3 mm, 12 cm

Suction and irrigation tube, 3 mm, 12 cm




440.0304

Fergusson-Frazier Saugkanüle, utzlange 12cm

Fergusson - Frazier suction tube, working length 12 cm

6 Char. 440.0301.06  
7 Char. 440.0301.07  
8 Char. 440.0301.08  
9 Char. 440.0301.09  
10 Char. 440.0301.10

11 Char. 440.0301.11  
12 Char. 440.0301.12  
14 Char. 440.0301.14  
15 Char. 440.0301.15



Adapter zu Katheter f. Dauerdrainage

Adapter for catheter for permanent drainage



440.0310

Septumkanüle, kniegebogen, LL-Ansatz

Septum cannula, L-shaped, LL-adapter



440.0321

Spülrorchen nach Eicken-Killian

Irrigation tube acc. to Eicken-Killian

Biengung / Curve

Ø lang /long kurz /short

2,5 mm	1440.0325	1440.0328
3,0 mm	1440.0326	1440.0329
4,0 mm	1440.0327	1440.0330

