

# GYN - Gynäkologie

## GYN - Gynaecology

### Inhaltsverzeichnis

#### Seite

1	Inhaltsverzeichnis	:
<u>2</u>	<u>Gynäkologie - Hysteroskopie</u>	:
3	Endoskope für die Gynäkologie	
4	Hysteroskopie-Schäfte für Ø 4,0 mm	
5	Hysteroskopie-Instrumente	
6	Hysteroskopie-Schäfte für Ø 2,7 mm	
7	Mikro-Laparoskope und Schäfte	
8	Tubensterilisation, ein Einstich	
9	Tubensterilisation, zwei Einstiche	
<u>10</u>	<u>Zubehör Gynäkologie</u>	:
11	Verschiedenes Zubehör Gynäkologie	
12	Amnioskope, Blutentnahme-Besteck	


### Table of contents

#### Page





1	Index	
<u>2</u>	<u>Gynaecology - Hysteroscopy</u>	:
3	Endoscopes for Gynaecology	
4	Hysteroscopy-Sheaths for Ø 4,0 mm	
5	Hysteroscopy-Instruments	
6	Hysteroscopy-Sheaths for Ø 2,7 mm	
7	Micro-Laparoscopes and Sheaths	
8	Tube sterilization, single puncture	
9	Tube sterilization, double puncture	
<u>10</u>	<u>Accessories Gynaecology</u>	:
11	Several Accessories Gynaecology	
12	Amnioscopes, Blood-Collection-Set	

## Endoskope für Gynäkologie Endoscopes for gynaecology




Verriegelung kompatibel zu Storz-Schäften / Connection compatible to Storz sheaths




**Ø 4 mm, Arbeitslänge 302 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 302 mm, autoclavable** :

	<b>Geradeausblick</b> Direct vision	<b>0°</b>	<b>300.0400.A</b>
	<b>Vorausblick</b> Foroblique vision	<b>15°</b>	<b>300.0415.A</b>
	<b>Vorausblick</b> Foroblique vision	<b>30°</b>	<b>300.0430.A</b>
	<b>Seitblick</b> Lateral vision	<b>70°</b>	<b>300.0470.A</b>


**Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 302 mm, autoklavierbar / Ø 2.7 mm, working length 302 mm, autoclavable** :

	<b>Geradeausblick</b> Direct vision	<b>0°</b>	<b>301.2700.A</b>
	<b>Vorausblick</b> Foroblique vision	<b>30°</b>	<b>301.2730.A</b>
	<b>Seitblick</b> Lateral vision	<b>70°</b>	<b>301.2770.A</b>

Verriegelung kompatibel zu Wolf-Schäften / Connection compatible to Wolf sheaths



**Ø 4 mm, Arbeitslänge 299 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 299 mm, autoclavable** :

	<b>Vorausblick</b> Foroblique vision	<b>25°</b>	<b>300.0425.A</b>
---	---	------------	-------------------

# Hysteroskopie-Schäfte Hysteroscopy-Sheaths

für Endoskop Ø 4 mm, 30°  
for endoscope Ø 4 mm, 30°

Schäfte passend zu folgendem  
Standard-Endoskop:

Sheaths compatible to following  
standard-endoscope:



Diagnostik-Schäfte ohne Kanal Sheaths for diagnostics without channel		Standard(graduiert) Standard(graduated)	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne	Stopcocks		
1 fest	1 fixed	260.0015	-
1 drehbar	1 rotatable	260.0015.D	-
2 fest	2 fixed	260.0015.2	262.0017
2 drehbar	2 rotatable	-	262.0016



OP-Schäfte mit Kanal CH 7 OP-Sheaths with channel FR 7		Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne	Stopcocks		
1 drehbar	1 rotatable	260.0020	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0022	262.0020
2 fest	2 fixed	-	262.0018



OP-Schäfte mit 2 Kanälen CH 7 OP-Sheaths with 2 channels FR 7		Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne	Stopcocks		
1 drehbar	1 rotatable	260.0019	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0018	-

# Hysteroskopie-Schäfte Hysteroscopy-Sheaths

für Endoskop Ø 4 mm, 30°  
for endoscope Ø 4 mm, 30°

Schäfte passend zu folgendem  
Standard-Endoskop:

Sheaths compatible to following  
standard-endoscope:



Diagnostik-Schäfte ohne Kanal Sheaths for diagnostics without channel		Standard(graduiert) Standard(graduated)	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne	Stopcocks		
1 fest	1 fixed	260.0015	-
1 drehbar	1 rotatable	260.0015.D	-
2 fest	2 fixed	260.0015.2	262.0017
2 drehbar	2 rotatable	-	262.0016



OP-Schäfte mit Kanal CH 7 OP-Sheaths with channel FR 7		Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne	Stopcocks		
1 drehbar	1 rotatable	260.0020	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0022	262.0020
2 fest	2 fixed	-	262.0018



OP-Schäfte mit 2 Kanälen CH 7 OP-Sheaths with 2 channels FR 7		Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne	Stopcocks		
1 drehbar	1 rotatable	260.0019	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0018	-

## Hysteroskopie, Instrumente Hysteroscopy, Instruments



Halbstarr Semi rigid	321.....	:	Flexibel Flexible	320.....	:
-------------------------	----------	---	----------------------	----------	---

<u>5 CH/FR</u> :	<u>7 CH/FR</u> :	<u>5 CH/FR</u> :	<u>7 CH/FR</u> :
------------------	------------------	------------------	------------------



**Biopsiezange**  
Biopsy forceps

321.0501	321.0701	320.0501	320.0701
----------	----------	----------	----------



**Fremdkörperfaßzange**  
Foreign body forceps

321.0503	321.0703	320.0503	320.0703
----------	----------	----------	----------



**Schere einfachbeweglich**  
Scissors, single action

321.0505	321.0705	320.0505	320.0705
----------	----------	----------	----------



**Hakenschere einfachbew.**  
Hook scissors, single action

-	321.0706	-	320.0706
---	----------	---	----------



**Alligatorfaßzange**  
Alligator grasping forceps

321.0507	321.0707	320.0507	320.0707
----------	----------	----------	----------



<u>5 CH/FR</u> :	<u>7 CH/FR</u> :
------------------	------------------



**Koagulationselektrode kugelförmig**  
Coagulation electrode ball end

330.0701	330.0501
----------	----------



**Koagulationselektrode nadelförmig**  
Coagulation electrode needle type

330.0702	330.0502
----------	----------



**HF-Verbindungskabel**  
HF-connection cord


<b>350.0001.N</b> (Aesculap, Martin)	<b>350.0001.S</b> (Erbe, Storz)	<b>350.0001.V</b> (Valleylab, Bowie)
---	------------------------------------	---

# Hysteroskopie-Schäfte Hysteroscopy-Sheaths

für Endoskop Ø 2,7 mm, 30°  
 for endoscope Ø 2,7 mm, 30°

Schäfte passend zu folgendem  
 Standard-Endoskop:

Sheaths compatible to following  
 standard-endoscope:



Vorausblick  
 Foroblique vision

30°

301.2730.A

Diagnostik-Schäfte ohne Kanal  
 Sheaths for diagnostics without channel

Standard(graduiert)  
 Standard(graduated)

Dauerspülung  
 Continuous-Flow

Hähne

Stopcocks

1 fest  
 2 fest

1 fixed  
 2 fixed

261.0010  
 -

-  
 262.0013



OP-Schäfte mit Kanal CH 5  
 OP-Sheaths with channel FR 5

Standard  
 Standard

Dauerspülung  
 Continuous-Flow

Hähne

Stopcocks

1 fest  
 2 drehbar  
 2 fest

1 fixed  
 2 rotatable  
 2 fixed

260.0014  
 -  
 261.0014

-  
 262.0014  
 262.1512



CH/FR 5

## Tubensterilisation, ein Einstich Tube sterilization, single puncture

OP-Laparoskop Ø 10 mm  
Blickrichtung 0°  
Arbeitskanal Ø 6 mm  
Nutzlänge 268 mm  
autoklavierbar, inklusive  
abnehmbarem Einführungshahn



Operating laparoscope Ø 10 mm  
direction of view 0°  
working channel Ø 6 mm  
working length 268 mm  
autoclavable, inclusive  
detachable instrument port



**Einführungshahn / Instrument port:**

-mit Standard-Ventil  
-with standard-valve

200.1101



-mit Automatik-Ventil  
-with automatic valve

201.5501



Ring-Applikator, ohne Ladevorrichtung  
Ring-Applicator, without loading device

Ø 6 mm

250.0600

Ladevorrichtung, autoklavierbar (Konus + Schieber)  
Loading device, autoclavable (Cone + Slide)

  
(250.0601.C / 250.0601.S)

250.0601

Silikon-Ringe, autoklavierbar, Packung à 50 Stck.  
(nicht steril, nur für Demonstrationszwecke)  
Silicone rings, autoclavable, package with 50 pcs.  
(not sterile, only for demonstration purpose)



250.0650

## Tubensterilisation, zwei Einstiche Tube sterilization, two punctures



Ring-Applikator, ohne Ladevorrichtung  
 Ring-Applicator, without loading device

Ø 7 mm  
 Ø 8 mm

250.0700  
 250.0800

Ladevorrichtung autoklavierbar (Konus + Schieber)  
 Loading device autoclavable (Cone + Slide)



Ø 6 + 7 mm 250.0601  
 Ø 8 mm 250.0801

Silikon-Ringe, autoklavierbar, Packung à 50 Stck.  
 (nicht steril, nur für Demonstrationszwecke !)  
 Silicone rings , autoclavable, package with 50 pcs.  
 (not sterile, only for demonstration purpose )



250.0650

Trocarhülle mit Klappenventil Ø 7 mm  
 Trocar sleeve with trap door valve



211.0701

Dreikant-Trocar Ø 7 mm  
 Pyramidal trocar



210.0703

Konischer Trocar Ø 7 mm  
 Conical trocar



210.0705




## Zubehör Gynäkologie Accessories Gynaecology



**Uterus-Manipulator, komplett mit 6 Adaptern**  
 Uterus-Manipulator, complete with 6 adapters

270.0000



**Schröder Hakenzange, Länge 22 cm**  
 Schröder hook forceps, Length 22 cm

270.0009



**Cohen-Intra-Uterinsonde mit zwei Portio-Adaptern**  
 Cohen-Intrauterine cannula with two portio acorns

270.0010

**Portio-Kegelansatz** klein small  
 Portio acorn gross large



270.0011  
 270.0012

**Portio-Hysteroskopie-Adapter** klein small  
 Portio-Hysteroscopy-Adapter gross large



260.0201  
 260.0202

**Vakuum-Handpumpe mit Manometer**  
 Manual vacuum pump with manometer



270.0030

## Amnioskope Amnioscopes




Amnioskop mit Obturator, Länge 200 mm, konisch  
 Amnioscope with obturator, length 200 mm, conical

12:24 270.2012  
 16:24 270.2016  
 20:24 270.2020



Kaltlichtansatz / Coldlight adapter

270.0001



Tupferzange, Länge 280 mm  
 Sponge holder, length 280 mm

270.5301

## Blutentnahme-Besteck Blood collection set

Skalpellhalter  
 Blade handle



240.1011

Klinge mit runder Spitze, einseitig schneidend  
 Blade with rounded tip, one side cutting



240.1012

Spitze Klinge mit gerader Spitze, einseitig schneidend  
 Blade with pointed tip, one side cutting, straight



240.1013

Spitze Klinge mit gebogener Spitze, einseitig schneidend  
 Blade with pointed tip, one side cutting, curved



240.1014



Katheter-Führungstabus 5mm Ø, 300mm Nutzlänge  
 Catheter guide, 5mm Ø, 300mm working length

240.5320