






Endoskope für Gynäkologie Endoscopes for gynaecology




Verriegelung kompatibel zu Storz-Schäften / Connection compatible to Storz sheaths




Ø 4 mm, Arbeitslänge 302 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 302 mm, autoclavable :

	Geradeausblick Direct vision	0°	300.0400.A
	Vorausblick Foroblique vision	15°	300.0415.A
	Vorausblick Foroblique vision	30°	300.0430.A
	Seitblick Lateral vision	70°	300.0470.A


Ø 2,7 mm, Arbeitslänge 302 mm, autoklavierbar / Ø 2.7 mm, working length 302 mm, autoclavable :

	Geradeausblick Direct vision	0°	301.2700.A
	Vorausblick Foroblique vision	30°	301.2730.A
	Seitblick Lateral vision	70°	301.2770.A

Verriegelung kompatibel zu Wolf-Schäften / Connection compatible to Wolf sheaths



Ø 4 mm, Arbeitslänge 299 mm, autoklavierbar / Ø 4 mm, working length 299 mm, autoclavable :


	Vorausblick Foroblique vision	25°	300.0425.A
---	---	------------	-------------------

Hysteroskopie-Schäfte Hysteroscopy-Sheaths

für Endoskop Ø 4 mm, 30°
for endoscope Ø 4 mm, 30°

Schäfte passend zu folgendem
Standard-Endoskop:

Sheaths compatible to following
standard-endoscope:



Diagnostik-Schäfte ohne Kanal Sheaths for diagnostics without channel	Standard(graduiert) Standard(graduated)	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne Stopcocks		

1 fest	1 fixed	260.0015	-
1 drehbar	1 rotatable	260.0015.D	-
2 fest	2 fixed	260.0015.2	262.0017
2 drehbar	2 rotatable	-	262.0016



OP-Schäfte mit Kanal CH 7 OP-Sheaths with channel FR 7	Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne Stopcocks		

1 drehbar	1 rotatable	260.0020	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0022	262.0020
2 fest	2 fixed	-	262.0018



OP-Schäfte mit 2 Kanälen CH 7 OP-Sheaths with 2 channels FR 7	Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne Stopcocks		


1 drehbar	1 rotatable	260.0019	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0018	-

Hysteroskopie-Schäfte Hysteroscopy-Sheaths

für Endoskop Ø 4 mm, 30°
for endoscope Ø 4 mm, 30°

Schäfte passend zu folgendem
Standard-Endoskop:

Sheaths compatible to following
standard-endoscope:



Diagnostik-Schäfte ohne Kanal Sheaths for diagnostics without channel	Standard(graduiert) Standard(graduated)	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne Stopcocks		

1 fest	1 fixed	260.0015	-
1 drehbar	1 rotatable	260.0015.D	-
2 fest	2 fixed	260.0015.2	262.0017
2 drehbar	2 rotatable	-	262.0016



OP-Schäfte mit Kanal CH 7 OP-Sheaths with channel FR 7	Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne Stopcocks		

1 drehbar	1 rotatable	260.0020	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0022	262.0020
2 fest	2 fixed	-	262.0018



OP-Schäfte mit 2 Kanälen CH 7 OP-Sheaths with 2 channels FR 7	Standard Standard	Dauerspülung Continuous-Flow
Hähne Stopcocks		

1 drehbar	1 rotatable	260.0019	-
2 drehbar	2 rotatable	260.0018	-

Hysteroskopie, Instrumente Hysteroscopy, Instruments



Halbstarr Semi rigid	321.....	:	Flexibel Flexible	320.....	:
-------------------------	-----------------	---	----------------------	-----------------	---

<u>5 CH/FR</u> :	<u>7 CH/FR</u> :	<u>5 CH/FR</u> :	<u>7 CH/FR</u> :
------------------	------------------	------------------	------------------



Biopsiezange
Biopsy forceps

321.0501	321.0701	320.0501	320.0701
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Fremdkörperfaßzange
Foreign body forceps

321.0503	321.0703	320.0503	320.0703
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Schere einfachbeweglich
Scissors, single action

321.0505	321.0705	320.0505	320.0705
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



Hakenschere einfachbew.
Hook scissors, single action

-	321.0706	-	320.0706
---	-----------------	---	-----------------



Alligatorfaßzange
Alligator grasping forceps

321.0507	321.0707	320.0507	320.0707
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



<u>5 CH/FR</u> :	<u>7 CH/FR</u> :
------------------	------------------



Koagulationselektrode kugelförmig
Coagulation electrode ball end

330.0701	330.0501
-----------------	-----------------



Koagulationselektrode nadelförmig
Coagulation electrode needle type

330.0702	330.0502
-----------------	-----------------



HF-Verbindungskabel
HF-connection cord


350.0001.N (Aesculap, Martin)	350.0001.S (Erbe, Storz)	350.0001.V (Valleylab, Bowie)
---	------------------------------------	---

Hysteroskopie-Schäfte Hysteroscopy-Sheaths

für Endoskop Ø 2,7 mm, 30°
 for endoscope Ø 2,7 mm, 30°

Schäfte passend zu folgendem
 Standard-Endoskop:

Sheaths compatible to following
 standard-endoscope:



Vorausblick
 Foroblique vision **30°** **301.2730.A**

Diagnostik-Schäfte ohne Kanal
Sheaths for diagnostics without channel
Hähne Stopcocks

Standard(graduiert)
Standard(graduated)

Dauerspülung
Continuous-Flow

1 fest
 2 fest

1 fixed
 2 fixed

261.0010
 -

-
262.0013



OP-Schäfte mit Kanal CH 5
OP-Sheaths with channel FR 5
Hähne Stopcocks

Standard
Standard

Dauerspülung
Continuous-Flow

1 fest
 2 drehbar
 2 fest

1 fixed
 2 rotatable
 2 fixed

260.0014
 -
261.0014

-
262.0014
262.1512

Tubensterilisation, ein Einstich Tube sterilization, single puncture

OP-Laparoskop Ø 10 mm
Blickrichtung 0°
Arbeitskanal Ø 6 mm
Nutzlänge 268 mm
autoklavierbar, inklusive
abnehmbarem Einführungshahn



Operating laparoscope Ø 10 mm
direction of view 0°
working channel Ø 6 mm
working length 268 mm
autoclavable, inclusive
detachable instrument port



Einführungshahn / Instrument port:

-mit Standard-Ventil
-with standard-valve

200.1101



-mit Automatik-Ventil
-with automatic valve

201.5501



Ring-Applikator, ohne Ladevorrichtung
Ring-Applicator, without loading device

Ø 6 mm

250.0600

Ladevorrichtung, autoklavierbar (Konus + Schieber)
Loading device, autoclavable (Cone + Slide)


(250.0601.C / 250.0601.S)

250.0601

Silikon-Ringe, autoklavierbar, Packung à 50 Stck.
(nicht steril, nur für Demonstrationszwecke)
Silicone rings, autoclavable, package with 50 pcs.
(not sterile, only for demonstration purpose)



250.0650

Tubensterilisation, zwei Einstiche Tube sterilization, two punctures



Ring-Applikator, ohne Ladevorrichtung
Ring-Applicator, without loading device

Ø 7 mm
Ø 8 mm

250.0700
250.0800

Ladevorrichtung autoklavierbar (Konus + Schieber)
Loading device autoclavable (Cone + Slide)



Ø 6 + 7 mm 250.0601
Ø 8 mm 250.0801

Silikon-Ringe, autoklavierbar, Packung à 50 Stck.
(nicht steril, nur für Demonstrationszwecke !)
Silicone rings , autoclavable, package with 50 pcs.
(not sterile, only for demonstration purpose)



250.0650

Trocarhülse mit Klappenventil Ø 7 mm
Trocar sleeve with trap door valve



211.0701

Dreikant-Trocar Ø 7 mm
Pyramidal trocar



210.0703

Konischer Trocar Ø 7 mm
Conical trocar



210.0705