





Standard-Laparoskope Standard-Laparoscopes




Ø 5 mm, Arbeitslänge / working length 297 mm, autoklavierbar /autoclavable



Geradeausblick
Direct vision

0°

200.0500.A




Vorausblick
Foroblique vision

30°

200.0530.A


Ø 10 mm, Arbeitslänge / working length 310 mm, autoklavierbar/autoclavable



Geradeausblick
Direct vision

0°

200.1000.A



Vorausblick
Foroblique vision

30°


200.1030.A



Operations-Laparoskope, ein Einstich Operating Laparoscopes, single puncture

OP-Laparoskop, Ø 10 mm, Blickrichtung 0°, mit Arbeitskanal Ø 6 mm, Nutzlänge 268 mm, autoklavierbar, abnehmbarer Einführungshahn

Operating laparoscope, Ø 10 mm, direction of view 0°, with working channel Ø 6 mm, working length 268 mm, autoclavable, with detachable instrument port



Ersatzteile/Spare parts

Einführungshahn / Instrument port

- | | |
|--|----------|
| -mit Standard-Ventil / with standard-valve | 200.1101 |
| -mit Automatik-Ventil / with automatic valve | 201.5501 |



Die OP-Laparoskope sollten nur mit Instrumenten der Nutzlänge 450mm verwendet werden!

Please use only instruments with 450mm working length in combination with the OP-Laparoscopes