














Modulare bipolare Koagulationsfaßzange Modular bipolar coagulation forceps



Ø 5 mm, Nutzlänge / Working length: 360 mm

	Tubensterilisation	Tube sterilization	230.5360
	Faßzange, gefenstert	Grasping forceps	230.5361
	Maul: 3 mm breit, glatt	Jaw: 3 mm wide, smooth	230.5362
	Maul: 3 mm breit, gerieft	Jaw: 3 mm wide, grooved	230.5363
	Maul: 1,5 mm breit, gerieft	Jaw: 1,5 mm wide, smooth	230.5364
	Maul: 1,5 mm breit, glatt,	Jaw: 1,5 mm wide, grooved	230.5365
	Mikro-Fasszange	Micro grasping forceps	230.5366
	Ersatzteile und Zubehör	Spare parts and accessories	:
	U-Griff	U-Handle	230.5360.G
	Schaftrohr	Sheath tube	230.5360.S
	Ringgriff	Ring-Handle	230.5370.G
	Innenteile: Art.-Nr. wie oben + ".I" (Beispiel 230.5360.I , 230.5361.I , ...)	Inner parts: Ref.-No. as a.m. + ".I" (f.ex. 230.5360.I , 230.5361.I , ...)	
	<u>Bipolar-Kabel</u> Länge 3 m, zu Geräten von:	<u>Bipolar cables</u> length 3 m, to devices of	:
	Storz, Wolf, Erbe, Wisap	dto.	230.5350
	Berchtold, Martin	dto.	230.5350.M
	USA-Devices	dto.	230.5350.A




Saug-/Spül-Elektroden-System Suction-/Irrigation electrode system

Ø 5 mm, 34 cm

LAPAROSCOPY

1 Griffe / Handles :



siehe oben
see above



Pistolengriff mit 2-Wege-Hahn
Pistol handle with 2-way-stop cock

230.1001



Saug-/Spülventil 2-Wege-Hahn
Suction/irrigation valve 2-way stop cock

230.1006



Plateaugriff mit 2 Trompetenventilen
Handle with 2 trumpet valves

230.1011



Saug-/Spülgriff mit 2 Trompetenventilen
Suction/irrigation handle with 2 trumpet valves

230.1016



Sauggriff mit Trompetenventil
Suction handle with trumpet valve

230.1017

2 Aufsätze / Front pieces :



Spatel/spatula **230.5300**



Haken/hook **230.5301**



Draht/wire **230.5301.S**



L-Haken/Lhook **230.5302**



Knopf/button **230.5303**



Nadel/needle **230.5304**



Konus/conical **230.5305**



Messer/knife **230.5306**



Saugen/suction **230.5309**

HF-Elektrodes / HF-Electrodes

Elektroden mit HF-Anschluss, Ø 5 mm, mit LL-Ansatz zum Spülen
Electrodes with HF-Connection, Ø 5 mm, with LL-Connection for Irrigation



Spatel/spatula **230.5320**



Haken/hook **230.5321**



Draht/wire **230.5321-S**



L-Haken/L-hook **230.5322**



Knopf/button **230.5323**



Nadel/needle **230.5324**



Konus/conical **230.5325**



Messer/knife **230.5326**