

Uretero-Renoskope, halbstarr Uretero-Renoscopes, semi-rigid



Uretero-Renoskop mit seitlichem Einblick, Blickrichtung 8° zum Arbeitskanal, autoklavierbar, zwei Hähne für Saugen und Spülen, zwei Einfühtmöglichkeiten für Instrumente

Uretero-Renoscope with angled eyepiece, Direction of view 8° to working channel, autoclavable, two stop cocks for suction and irrigation, two insert possibilities for instruments

Ø URS Ø URS	Arbeitskanal Working channel	Nutzlänge / Working length	
		310 mm	425 mm
6,0 CH/FR (distal)	für Instrumente 1 x CH 4 oder 2 x CH 2,4 for instruments 1 x FR 4 or 2 x FR 2,4	365.0306	365.0406
7,5 CH/FR (distal)	für Instrumente 1 x CH 5 oder 2 x CH 3 for instruments 1 x FR 5 or 2 x FR 3	365.0300	365.0400



Instr. 60 cm lang, halbstarr Instr. 60 cm long, semi-rigid	CH/FR 3	CH/FR 4	CH/FR 5
---	------------	------------	------------



Biopsiezange Biopsy forceps	366.0301	366.0401	366.0501
--------------------------------	----------	----------	----------



Fremdkörper-Zange Foreign body forceps	366.0303	366.0403	366.0503
---	----------	----------	----------



Steinstrasse Stone street	366.0304	366.0404	366.0504
------------------------------	----------	----------	----------



Ureter Schlitzschere Ureter strictures scissors	-	366.0405	366.0505
--	---	----------	----------



Alligator-Zange Alligator forceps	366.0307	366.0407	366.0507
--------------------------------------	----------	----------	----------



Grosse Fragmente Large fragments	-	366.0408	366.0508
-------------------------------------	---	----------	----------



Dormia Steinfänger, flex. Dormia stone dislodger, flex.	365.0312	-	365.0512
--	----------	---	----------



3-Arm-Greifer, flexibel 3-prong retriever, flexible	365.0317	-	365.0517
--	----------	---	----------

Uretero-Reno-Fiberskop Uretero-Reno-Fiberscope







807.0350






Uretero-Reno-Fiberskop, einlegbar, 2-fach Abwinkelung, Bildwinkel: 95°, Blickrichtung 0°
Schärfebereich: 4mm - 50mm, Nutzlänge: 70 cm, Ø 3,5 mm (10,5 CH)
Abwinkelung: auf 180°/ab 80°, Arbeitskanal: Ø 1,4 mm, (4,2 CH)

Zubehör inklusive: Biopsiezange flexibel, Reinigungsbürste flex., Saug-Spül-Hahn, Dichtigkeitstester, Entlüftungskappe, Spülschlauch, Dichtkappe, Silikon-Öl, Bedienungsanleitung, Transportkoffer

Uretero-Reno-Fiberscope, fully immersible, 2-way angulation, Field of view: 95°, Angle of view: 0°
Depth of field: 4mm - 50mm, working length: 70 cm, Ø 3,5 mm (10,5 FR)
Angulation: up 180°/down 80°, working channel: Ø 1,4 mm, (4,2 FR)

Accessories included: flexible biopsy forceps, flexible cleaning brush, suction and irrigation stop cock, leakage tester, ETO valve, cleaning tube, leakage cap, silicon oil, instruction manual, transport suitcase

	<u>Flexible Instrumente 120 cm</u>	<u>Flexible Instruments 120 cm</u>	<u>Ø 3 CH/FR :</u>
	Doppellöffelzange	Double spoon forceps	902.1001
	Doppellöffelzange, gezahnt	Double spoon forceps, serrated	902.1005
	Dormia Steinfänger, 4-armig ohne Griff	Dormia stone dislodger, 4 wires without handle	902.1040
	Zytologiebürste mit Kugel 2 x10 mm, ohne Griff	Cytology brush with ball-end without handle	902.1065

	<u>Zubehör :</u>	<u>Accessories :</u>	<u>Ref.-No. :</u>
	Dichtigkeitstester	Leak-tester	800.5010
	Druckausgleichskappe	Cap for pressure compensation	800.5009
	Spülschlauch für Kanal	Irrigation tube for channel	800.5011
	Reinigungsbürste für Kanal	Cleaning brush for channel	901.2080
	Ventil-Reinigungsbürste	Valve cleaning brush	900.1620